

Правила хранения и ухода.

До эксплуатации изделие необходимо хранить в упаковке. Перед первой эксплуатацией следует произвести проверку комплектности изделия, установить съемный матрасик под спину и необходимые крепления. Рекомендуемые условия хранения: в сухом помещении при температуре воздуха от - 5 до +30 градусов Цельсия. Срок хранения - не более 12 месяцев с даты выпуска изделия. Дата выпуска указана в гарантийном талоне. При транспортировке изделия запрещается подвергать ударным нагрузкам. Опора для стояния ОСВ-212 нуждается в тщательном уходе. Периодически следует очищать рабочие поверхности от возможных загрязнений. Рекомендуется после каждого использования опоры протирать поверхности влажной тряпочкой. При наличии серьезных загрязнений - использовать разрешенные к применению гигиенические и моющие средства. Запрещается погружать изделие или части изделия в воду. Покрытие металлических и деревянных частей изделия является стойким, но при этом следует избегать воздействия твердыми и острыми предметами на окрашенные поверхности. Опора ОСВ-212 обладает длительным сроком эксплуатации и надежностью, однако, если вы заметили неисправность, прекратите или не начинайте использование изделия и не пытайтесь исправить неисправность самостоятельно. Обратитесь к дилеру, у которого было приобретено изделие или в ближайший магазин, торгующий товарами для инвалидов.



В случае обнаружения неисправности, не пытайтесь исправить самостоятельно, обратитесь за консультацией к дилеру, у которого приобретали изделие или непосредственно в сервисную службу производителя по тел.: (343) 383-11-95 (96).



Пренебрежение рекомендациями производителя и небрежный уход могут привести к сокращению срока службы изделия.

Гарантийные обязательства производителя.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие опоры требованиям технических условий при соблюдении требований к эксплуатации, транспортировке и хранению, установленных в настоящем Руководстве.

Гарантийный срок службы установлен равным 24 месяца со дня выдачи опоры пользователю (либо приобретения пользователем). В течение гарантийного срока в случае неисправности предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет опору либо её составные части при соблюдении владельцем опоры требований к её эксплуатации, транспортировке и хранению.

Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств в случае ненадлежащей эксплуатации опоры (нарушении инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию и уходу). Предприятие-изготовитель не несёт вышеуказанных гарантийных обязательств при появлении на опоре трещин и изломов, если они вызваны недопустимыми ударными нагрузками, о чем свидетельствует наличие вмятин и трещин.



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

620035, Россия, г.Екатеринбург, ул. Парниковая, 8-1

Выставочный зал: г.Екатеринбург, ул. Кислородная, 8-А, строение «К»

тел/факс: (343) 383-11-95, 383-11-96 e-mail: info@dvm-reab.ru

www.dvm-reab.ru



ООО Научно-производственное предприятие «Детская Восстановительная Медицина»

ПАСПОРТ

Руководство по эксплуатации, гарантийный талон

Опора для стояния ОС-212.1.

арт. 212.1.01., арт. 212.1.02

Опора для стояния ОС-212.2.

арт. 212.2.01., арт. 212.2.02

Опора для стояния ОС-212.3.

арт. 212.3.01., арт. 212.3.02

Руководство по эксплуатации предназначено для правильного использования изделия как в условиях стационара, так и в домашних условиях.



Сохраняйте данное руководство и паспорт изделия на всё время эксплуатации.

Общие сведения

Опора для стояния ОС-212 изготовлена в соответствии с ТУ 9398-001-91079148-2011, регистрационное удостоверение № ФСР 2011/11517. До установки опоры в эксплуатацию изучите данное руководство. При возникновении вопросов относительно эксплуатации изделия, качества и особенностей изделия, просим обращаться к официальным представителям производителя в Вашем регионе или непосредственно в ООО НПП «ДВМ» по телефонам : (343) 383-11-95, 383-11-96.

Для производства изделия использованы материалы, безопасность которых гарантируется сертификатами качества : фанера высококачественная экологически чистая, металлическая профильная труба со стойким цветным порошковым покрытием, винилискожа, поролон, фурнитура. Деревянные части опоры покрыты экологически чистой смесью натуральных масел с твердым воском, стойкой к обработке традиционными средствами.

Краткое описание и назначение

Опора для стояния ОСВ-212 - вертикализатор с обратным наклоном - индивидуальное техническое средство реабилитации, предназначенное для использования в процессе реабилитации детей-инвалидов. Основное назначение : пассивные реабилитационные мероприятия, направленные на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, адаптацию кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения. Данное изделие применяется, когда ребенок-инвалид не имеет возможности сидеть и стоять самостоятельно.



Решение по целесообразности использования изделия и периода вертикализации принимает лечащий врач.

Опора для стояния ОСВ-212 представляет собой механический вертикализатор с обратным наклоном, позволяющий ребенку находиться в положении от строго вертикального до горизонтального с жестким закреплением выбранного промежуточного положения.

Металлическая колесная основа вертикализатора обеспечивает надежность и долговечность всей конструкции, что чрезвычайно важно при использовании подобного оборудования. Колеса основы снабжены тормозами. Ложки изготовлены из высококачественной фанеры, мягкие элементы покрыты экологически чистой винилис кожей.

Наклон ложа вертикализатора осуществляется при помощи прочной телескопической направляющей, расположенной с задней стороны ложа. Закрепление выбранного угла наклона ложа вертикализатора производится двумя фиксаторами.

Крепления : для стоп типа «сандалии» с задними упорами, коленные крепления, тазобедренное и грудное крепления (бедренный и грудной пояс).

Регулировки: регулировка положения стоп: регулировка коленных креплений по высоте; регулировка тазобедренного и грудного креплений (поясов) по высоте и ширине; регулировка грудных упоров-ограничителей по ширине и высоте; регулировка абдуктора; регулировка угла наклона стола.

Модель ОСВ-212 «Ёжик» отличается от базовой модели наличием по бокам вертикализатора треугольных съемных матов, которые выполняют как декоративную функцию, так и являются дополнительными средствами для занятий с ребенком.

Модель ОСВ-212.3 «Ёжик» комплектуется электро-механическим подъемником (актуатором), блоком управления со встроенным аккумулятором. Управление процессом вертикализации производится с пульта.

Размеры:

арт. 212.1.01, арт. 212.2.01, арт. 212.3.01 - размер 1 для детей ростом до 100 см, максимальным весом до 55 кг.

арт. 212.2.01, арт.212.2.02, арт. 212.3.02 - размер 2 для детей ростом до 140 см, максимальным весом до 90 кг.

В размере 2 предусмотрена выдвигаемая рама для обеспечения наибольшей устойчивости вертикализатора при использовании и для экономии места при хранении.

Технические характеристики

Характеристика	1 размер	2 размер
Изменение угла наклона ложа	От полностью горизонтального до вертикального	
Длина ложа	125 см	150 см
Ширина ложа	41,5 см	65 см
Длина основания	110 см	110 см
Ширина основания	48 см	73 см
Крепления для стоп	Регулируемые по ширине	
Крепления для голеней	Регулируемые по высоте	
Тазобедренное крепление	Регулируемое по высоте	
Нагрудное крепление	Регулируемое по высоте	
Абдуктор	Съемный, регулировка по высоте, регулировка по ширине	
Подголовники (допю оборудование)	Регулируемые по ширине и высоте, съемные	
Подушка под спину	Толщина не менее 4 см, съемная	
Допустимая нагрузка	60 кг	100 кг

Использование опоры и требования безопасности

Опора предназначена для использования в помещениях, не используйте изделие на улице. Не допускается использование изделия в помещениях с непрочным полом и на поверхностях, имеющих значительные неровности. Колесная рама опоры не предназначена для преодоления порогов, лестниц и т.д.

Перед каждой эксплуатацией опоры необходимо проверить наличие всех креплений. В целях безопасности закрепление ребенка на опоре производится двумя людьми.



ВНИМАНИЕ! Закрепление ребенка производится в строго горизонтальном положении ложа! Ни в коем случае не выставляйте ребенка на опору в вертикальном или промежуточных положениях.



Перед каждым использованием изделия проверяйте опору на наличие серьезных повреждений. При обнаружении таковых и возникновении сомнений в возможности использовании опоры, не используйте изделие.

Опора поставляется в собранном состоянии, готовом к эксплуатации. Рекомендуемая последовательность работы с опорой :

Установить опору на ровную поверхность (пол). Установить ложе в строго горизонтальное положение. Зафиксировать колеса тормозами. Расстегнуть крепления (ремни). Уложить ребенка на ложе на спину, придать ему правильное симметричное положение. Установить в необходимое положение грудное и тазобедренное крепление, установить на необходимую высоту и разведение абдуктор, отрегулировать крепления голеней (коленные крепления) и крепления для стоп. По мере отрегулирования креплений, производить закрепление ребенка. Сменить угол наклона ложа, согласно указаний лечащего врача. Постепенно увеличивать угол наклона для выведения ребенка в полувертикальное положение. Следуя рекомендациям лечащего врача, перевести ложе вертикализатора в полностью вертикальное положение (ребенок полностью опирается на стопы). При появлении навыков контроля туловища и равновесия, возможно ослабить крепления (строго по рекомендации и под наблюдением лечащего врача).



ВНИМАНИЕ! Время вертикализации, интенсивность и периодичность процедур, возможность и необходимость увеличения угла наклона и пр. решает лечащий врач!