



Велотренажер для рук и ног  
Barry 24397/PR  
Barry 24398/P/R



Перед использованием тренажера, внимательно прочтите инструкцию, особенно правила техники безопасности, и все время их соблюдайте. Сохраняйте это руководство на протяжении всего срока службы прибора и время от времени обращайтесь к нему.

Если данный прибор передается третьей стороне, вместе с прибором должна передаваться вся документация.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Подготовка.....	3
2. Сборка.....	3
3. Использование тренажера для рук и ног.....	4
4. Использование шагомера.....	4
5. Техническое обслуживание и хранение.....	6
6. Меры безопасности.....	6
7. Гарантия.....	7

### 1. Подготовка

После того, как вы достаните изделие из упаковки, проверьте отсутствие на нем дефектов, которые могут возникнуть во время транспортировки. Если у вас есть сомнения, не используйте изделие и обратитесь в сервисный центр. Упаковку не рекомендуется давать для игры детям!

### 2. Сборка

*Берегите пальцы!*

Разложите ножки тренажера. Убедитесь, что кнопки для сборки на каждой ножке тренажера защелкнулись в том месте, где складываются ножки тренажера.

Для вашей безопасности перед использованием велотренажера Barry 24397/PR или Barry 24398/P/R проверьте все кнопки. Для того, чтобы сложить тренажер необходимо нажать на те же кнопки и сложить ножки тренажера по направлению к раме тренажера.

### **3. Использование тренажера для рук и ног**

Покрутите винт, регулирующий уровень сложности против часовой стрелки, для снижения уровня сложности или покрутите винт по часовой стрелке, для повышения уровня сложности.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для ног:

1. Сядьте на устойчивую поверхность (стул, кровать и т.д.);
2. Разложите тренажер и положите его перед собой на устойчивую, ровную и противоскользящую поверхность;
3. Настройте тренажер (для этого необходимо покрутить винт);
4. Начните медленно крутить педали;
5. Крутите педали небольшими периодами, постепенно увеличивая скорость;
6. Держите осанку ровно, пока крутите педали (спина и шея должны быть прямыми);
7. Дышите ровно.

В случае, если вы используете тренажер как велотренажер для рук, сделайте те же действия, но тренажер положите на стол.

### **4. Использование шагомера.**

*Шагомер входит в комплект велотренажера Barry 24398/P/R!*

1. Показатель “SCAN”: нажмите на кнопку “Mode”, чтобы выбрать “SCAN”. После этого данная функция будет автоматически сканировать все функции, отображающиеся на нижней строке дисплея шагомера .
2. Показатель “TIME”: автоматически складывает отработанное время с момента начала тренировки.
3. Показатель “CNT”: автоматически суммирует количество тренировок с момента начала тренировок.
4. Показатель “TOT.CNT”: автоматически суммирует различные сеансы количества тренировок с момента начала тренировок.
5. Показатель “CALS”: автоматически суммирует затрачиваемые калории с момента начала тренировок.
6. Функциональная кнопка: нужна для того, чтобы выбрать функции “TIME”, “CNT”, “TOT.CNT”, “CALS”. Удерживайте кнопку в течение 4 секунд, чтобы сбросить все функции.

#### Заметки:

1. Как только заметите неверные результаты, отображенные на дисплее, поменяйте батарейки в шагомере.
2. Используйте 1,5V батарею .
3. Дисплей автоматически выключится, если в течение 4-5 минут не произведется никаких действий.
4. Дисплей автоматически включится, если вы начнете тренировку или нажмете на кнопку.
5. Все функции автоматически перестанут калькулировать, когда в левом верхнем углу дисплея появится надпись “Stop”, в том случае, если не будет никаких сигналов в течение 4 секунд. Когда надпись “Stop” исчезнет с дисплея, прибор автоматически начнет калькуляцию.
6. Прибор начнет калькулировать, если вы начнете трени-

ровку и автоматически перестанет калькулировать, если вы перестанете выполнять упражнения в течение 4 секунд.

## **5. Техническое обслуживание и хранение.**

Раму и педали тренажера можно чистить мягкой, слегка увлажненной тканью. Затем протереть сухой тряпкой во избежании появления ржавчины. Не используйте жесткие очищающие средства и не погружайте изделие в воду.

Замените батарейки типа ААА, в случае, если дисплей перестанет отчетливо показывать данные.

Держите тренажер в сухом месте. Накройте изделие во избежание пыли.

## **6. Меры безопасности.**

Проверяйте болты после каждого использования велотренажера, по необходимости затягивайте туго болты.

Металлические составляющие могут нагреться во время тренировок. Не вставайте на тренажер.

Пользователи с тяжелой формой инвалидности или пользователи, которые не могут передвигаться самостоятельно без помощи вспомогательных средств, не должны использовать изделие без сопровождающего лица.

## 7. Гарантия.

При правильной эксплуатации предоставляется гарантия на изделие в течение 6 месяцев от даты продажи. Гарантия действительна при следующих условиях:

- правильно заполненный талон ,имеется вид изделия, дата продажи, печать, подписи продавца и покупателя);
- отсутствие на изделии механических повреждений.

Во избежание возможных недоразумений сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (товарный чек, инструкция по эксплуатации).

Запрещается вносить изменения, стирать или переписывать данные, указанные в гарантийном талоне. Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, вызванными:

- неправильной эксплуатацией, небрежным обращением, не соблюдением требований прилагаемой инструкции;
- попаданием внутрь посторонних предметов и жидкостей.

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 6 месяцев со дня продажи.

Гарантия распространяется на производственные дефекты, при предоставлении товарных документов и письменной рекламации.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате естественного износа изделия или его несоответствующего использования, а также на дефекты, возникшие в результате изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами.

### Адрес гарантийной мастерской

ООО «СИМС-2», 125362, г. Москва,

Ул. Свободы д.35, стр.5, тел.: +7 (495) 792-31-90, доб. 315, 349

Email: support@sims2.ru

Серийный № \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

Подпись продавца \_\_\_\_\_

(с расшифровкой подписи)

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии.

Претензий к внешнему виду/комплектности не имею.

Также подтверждаю приемлемость условий гарантии.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. покупателя)

\_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)

Орган по сертификации: рег. № РОСС RU.0001.11АГ13, ООО «РСТ-Групп», РФ, 141315, Московская область, г.Сергиев Посад, Московское шоссе, д.20А

Произведено для: Valentine International LTD, Тайвань (Китай), 8-th Fl, №149, Sec 2, Ta Tung Rd. 221 Hsichih City, Taipei Hsien, R.O.C.

Поставщик: ООО «СИМС-2», Россия, 125363, г.Москва, 125430, г. Москва, улица Митинская д.16, эт. 10, пом.1012Б, ком. с 15 по 18

